

PHARMACEUTICAL QC / INSTRUMENT INTELLIGENCE

YAHIA QC INSTRUMENT INTELLIGENCE

CONNECTED ASSET STORY. EXPLAINABLE ATTENTION.

[User Manual](#) / [Training Guide](#) / [Product Demo](#)

DON'T GUESS. FOLLOW THE EVIDENCE.

OFFICIAL PRODUCT GUIDE v1.4

[Lifecycle](#) / [Control](#) / [Performance](#) / [Events](#) / [Evidence](#) / [Investigation](#)

Decision-support software. Not a validated GxP system of record.

01

What This Application Is

ما هي هذه المنصة؟

Yahia QC Instrument Intelligence connects instrument identity, lifecycle, control status, performance context, events and traceability evidence into one evidence-first workspace.

تجمع المنصة قصة الجهاز في مكان واحد، بحيث يرى فريق رقابة الجودة الهوية ودورة الحياة وحالة التحكم والأداء والأحداث والأدلة المترابطة قبل اتخاذ الخطوة التالية.

CONNECTED ASSET STORY

IDENTITY > LIFECYCLE > CONTROL > PERFORMANCE > EVENTS > EVIDENCE

IMPORTANT SCOPE

Health Score and Management Attention are prioritization / evidence-consistency signals. They do not issue GMP disposition, prove compliance, determine root cause, or replace approved quality records.

02

Why This Platform Exists

لماذا تم بناء هذه المنصة؟

BEFORE	WITH THE PLATFORM
Scattered trackers and individual memory	One connected asset story
Dates without operational context	Lifecycle + control + performance context
Reactive follow-up	Visible, explainable attention signals
Hard-to-reuse history	Evidence that supports the next decision

القيمة ليست استبدال ملف `xxxxxx` بواجهة أجمل. القيمة الحقيقية هي تحويل البيانات المتفرقة إلى سياق تشغيلي واضح يساعد الفريق على معرفة ما يحتاج الانتباه، وما الدليل الناقص، وما الخطوة التالية.

Important Scope and Intended Use

حدود الاستخدام المقصود

POSITIONING

Decision-support software - currently not presented as a validated GxP system of record.

The platform supports: prioritization, visibility, lifecycle context, evidence follow-up, operational intelligence and traceability.


The platform does not claim: automatic GMP disposition, automatic root-cause determination, proof of compliance on its own, release authority, or replacement of approved quality records.

تظل السجلات الرسمية والبيانات الخام والانحرافات والموافقات والشهادات والأنظمة المعتمدة للمؤسسة. وظيفة المنصة هنا هي دعم الرؤية والتحليل والمتابعة، وليس إصدار الحكم التنظيمي.

04

Navigation: Mobile and Desktop

التنقل داخل التطبيق



01

PURPOSE

Move between major workspaces without losing context.

02

WHERE

Mobile: Menu - Current Page. Desktop: persistent sidebar.

03

ACTION

Choose the workspace and use ACCOUNT for role change or logout.

04

LOOK FOR

A stable role-aware page structure.


05 DECISION VALUE

Navigation changes priorities, not underlying evidence.

05

Start from the Dashboard

ابدأ الشيفت من لوحة البداية



01

PURPOSE

Start the session with the product purpose and workspace context.

02

WHERE

Dashboard / landing page.

03

ACTION

Sign in, confirm context, then move to the operational page needed for the shift.

04

LOOK FOR

A welcome card describing lifecycle, maintenance, failures, components and investigations.

05 DECISION VALUE

The dashboard frames the product as an evidence-first workspace.

06

Open Instruments and Instrument 360

افتح سجل الأجهزة ثم العرض الشامل للجهاز

Instrument Registry & Passport

Add one instrument, import an instrument list, then open any asset's Digital Passport.

- > Add one instrument | إضافة جهاز
- > Import Instrument List | استيراد قائمة أجهزة / إضافة
- > Current Instrument Registry | سجل الأجهزة الحالي

Open Instrument 360

HPLC-001

INSTRUMENT 360 • CONNECTED ASSET STORY

HPLC-001 • Waters Alliance HPLC

HPLC • Waters • Alliance e2695

IDENTITY → LIFECYCLE → CONTROL → PERFORMANCE → EVENTS → EVIDENCE

Instrument 360 summarizes connected evidence. Health and performance indicators prioritize attention; they do not determine GMP disposition or root cause.

▼ IDENTITY | الهوية

LIVE PRODUCT VIEW

01

PURPOSE

Reach the main instrument workspace and select one asset.

02

WHERE

Instruments.

03

ACTION

Add one instrument, import/update a list, or review the registry, then select an asset under Open Instrument 360.

04

LOOK FOR

Registry controls plus the selected asset card.

05 DECISION VALUE

The registry bridges raw instrument data and structured review.

Instrument 360: Connected Asset Story

قصة الجهاز المترابطة في عرض واحد

Instrument 360 summarizes connected evidence. Health and performance indicators prioritize attention; they do not determine GMP disposition or root cause.

IDENTITY | الهوية

Field	Value
Instrument ID	HPLC-001
Instrument name	Waters Alliance HPLC
Type	HPLC
Manufacturer	Waters
Model	Alliance e2695
Serial number	HPLC2023-00001
Location	QC Chemistry Lab - Instrum
Responsible team	QC Instrument Team

LIFECYCLE | دورة حياة الجهاز

CONTROL | حالة التحكم الحالية

PERFORMANCE | Availability & Utilization

EVENTS | الأعطال والإشارات

LIVE PRODUCT VIEW

- 01

PURPOSE

Review the selected asset as one connected story.
- 02

WHERE

Instrument 360.
- 03

ACTION

Move through Identity, Lifecycle, Control, Performance, Events and Evidence.
- 04

LOOK FOR

Connected evidence layers for the same asset.

05 DECISION VALUE

One view reduces fragmented searching and improves handover.

08

Understand the Health Score

افهم مؤشر صحة الجهاز قبل أن تتصرف

INSTRUMENT HEALTH SCORE

53/100 Critical

STATUS

Out of Service

OPEN EVENTS

0

AVAILABILITY

—

UTILIZATION

—

Decision-support signal only — not a GMP disposition or root-cause conclusion.

Why 53/100? · 2 score driver(s)

- Instrument is Out of Service
- Qualification overdue by 19 days

The Health Score is an explainable prioritization signal. It is not a release decision, compliance verdict, or root-cause conclusion.

⚠ Management Attention

Out of Service with no active linked event. Confirm the reason, reference, and current control decision are documented.

LIVE PRODUCT VIEW

01

PURPOSE

See which instrument may need attention first.

02

WHERE

Instrument 360 - top summary.

03

ACTION

Read the score, operational status, open events, availability and utilization before drilling down.

04

LOOK FOR

Example: 53/100 Critical, Out of Service.

05 DECISION VALUE

An explainable prioritization signal - not a compliance verdict.

09

Why the Score and Management Attention

لماذا ظهرت الدرجة وإشارة انتباه الإدارة؟

INSTRUMENT HEALTH SCORE

53/100 Critical

STATUS

Out of Service

OPEN EVENTS

0

AVAILABILITY

—

UTILIZATION

—

Decision-support signal only — not a GMP disposition or root-cause conclusion.

Why 53/100? · 2 score driver(s)

- Instrument is Out of Service
- Qualification overdue by 19 days

The Health Score is an explainable prioritization signal. It is not a release decision, compliance verdict, or root-cause conclusion.

⚠ Management Attention

Out of Service with no active linked event. Confirm the reason, reference, and current control decision are documented.

LIVE PRODUCT VIEW

01

PURPOSE

Understand exactly what is driving attention.

02

WHERE

Instrument 360 - Why score / Management Attention.

03

ACTION

Open Why XX/100, review score drivers, then open Why am I seeing this? when needed.

04

LOOK FOR

Example drivers: Out of Service and qualification overdue; management signal: no active linked event.

05 DECISION VALUE

Management Attention is an evidence-consistency signal only.

10

Review Identity

راجع هوية الجهاز أولاً

Instrument 360 summarizes connected evidence. Health and performance indicators prioritize attention; they do not determine GMP disposition or root cause.

IDENTITY | الهوية

Field	Value
Instrument ID	HPLC-001
Instrument name	Waters Alliance HPLC
Type	HPLC
Manufacturer	Waters
Model	Alliance e2695
Serial number	HPLC2023-00001
Location	QC Chemistry Lab - Instrume
Responsible team	QC Instrument Team

> LIFECYCLE | دورة حياة الجهاز

> CONTROL | حالة التحكم الحالية

> PERFORMANCE | Availability & Utilization

> EVENTS | الأعطال والإشارات

LIVE PRODUCT VIEW

01

PURPOSE

Confirm that the correct asset is being reviewed.

02

WHERE

Instrument 360 - IDENTITY.

03

ACTION

Check ID, name, type, manufacturer, model, serial, location and responsible team.

04

LOOK FOR

Structured identity evidence.

05 DECISION VALUE

Correct identity is the foundation for traceability.

Review Lifecycle

راجع دورة حياة الجهاز

Instrument 360 summarizes connected evidence. Health and performance indicators prioritize attention; they do not determine GMP disposition or root cause.

IDENTITY | الهوية

Field	Value
Instrument ID	HPLC-001
Instrument name	Waters Alliance HPLC
Type	HPLC
Manufacturer	Waters
Model	Alliance e2695
Serial number	HPLC2023-00001
Location	QC Chemistry Lab - Instrument
Responsible team	QC Instrument Team

LIFECYCLE | دورة حياة الجهاز

No maintenance / calibration / qualification

LIVE PRODUCT VIEW

- 01

PURPOSE

Review lifecycle history or identify missing lifecycle entry.
- 02

WHERE

Instrument 360 - LIFECYCLE.
- 03

ACTION

Review qualification, maintenance and calibration history and lifecycle context.
- 04

LOOK FOR

Recorded history or a clear no-history-yet state.

05 DECISION VALUE

Distinguish missing app data from documented evidence.

12

Review Control

راجع حالة التحكم الحالية

▼ ⓘ CONTROL حالة التحكم الحالية		
Control	Due date	Status
Qualification	2026-09-05	OVERDUE by
Preventive Maintenance	2027-02-15	145d remaini
Calibration	2027-02-20	150d remaini

Why the current Health Score needs attention

- Qualification overdue by 18 days

No components are currently tracked for this instrument.

▼ 📈 PERFORMANCE	Availability & Utilization		
No monthly Availability / Utilization record has been entered for this instrument yet. Open Performance to record the first month.			
[Open full Performance Intelligence →](#)			

- | | |
|----|--|
| 01 | PURPOSE
See due-date pressure and current control status. |
| 02 | WHERE
Instrument 360 - CONTROL. |
| 03 | ACTION
Review qualification, PM and calibration due dates and current attention drivers. |
| 04 | LOOK FOR
Due dates with overdue or remaining-time status. |

- 05 DECISION VALUE** Prioritize follow-up without making GMP disposition.

13

Review Performance

راجع الإتاحة ونسبة الاستخدام

▼ ⓘ CONTROL حالة التحكم الحالية		
Control	Due date	Status
Qualification	2026-09-05	OVERDUE by
Preventive Maintenance	2027-02-15	145d remaini
Calibration	2027-02-20	150d remaini

Why the current Health Score needs attention

- Qualification overdue by 18 days

No components are currently tracked for this instrument.

▼ ⓘ PERFORMANCE	Availability & Utilization		
No monthly Availability / Utilization record has been entered for this instrument yet. Open Performance to record the first month.			
Open full Performance Intelligence →			

- 01** **PURPOSE**
Consider whether current monthly performance context exists.
 - 02** **WHERE**
Instrument 360 - PERFORMANCE.
 - 03** **ACTION**
Review the latest month and record operating hours when needed.
 - 04** **LOOK FOR**
Availability / Utilization context or a prompt to record the first month.

- ## 05 DECISION VALUE
- Connect instrument status with real operating capacity.

14

Review Events and Evidence

راجع الأحداث والأدلة المرتبطة بالجهاز

EVENTS | الأعطال والإشارات

No instrument events are currently recorded for this asset.

[Open Event / Failure Log →](#)

EVIDENCE | Passport & traceability

Core identity and due-date evidence is populated for this instrument.

No certificate / protocol / work-order / investigation reference is currently connected to this asset.

QR Digital Passport

Scan the QR to reopen this instrument after authentication. RLS still controls access.

<https://yahiarashad-yahia-hplc-invest>

LIVE PRODUCT VIEW

01

PURPOSE

Check failures, linked events and traceability evidence.

02

WHERE

Instrument 360 - EVENTS / EVIDENCE.

03

ACTION

Review event linkage, evidence references and QR Digital Passport.

04

LOOK FOR

Event status, evidence summary and secure QR access point.

05 DECISION VALUE

Prevent interpretation without checking known failures and traceability.

Edit the Instrument

حدّث بيانات الجهاز

Download QR

Edit instrument

Instrument name

Waters Alliance HPLC

Type

HPLC

Manufacturer

Waters

Model

Alliance e2695

Model

Alliance e2695

Serial number

HPLC2023-00001

Location

QC Chemistry Lab - Instrument Room 1

Operational status

Active

Responsible team

QC Instrument Team

Qualification due

2026 / 09 / 05

PM due

2027 / 02 / 15

Calibration due

2027 / 02 / 20

LIVE PRODUCT VIEW

- 01

PURPOSE

Keep the instrument record current.
- 02

WHERE

Instrument 360 - Edit instrument.
- 03

ACTION

Update identity, status, team, due dates and notes, then Save changes.
- 04

LOOK FOR

A structured editable form.

05 DECISION VALUE

Current data improves every downstream decision-support view.

Retire or Delete Carefully

التكهين أو الحذف يحتاج حوكمة

Calibration due

2027 / 02 / 20

Notes

Synthetic test record for Yahia QC Instrument Lifecycle validation only.

Save changes

Retire / delete instrument

Deleting an instrument also removes linked event history through database cascade rules. Export first if needed.

Type the Instrument ID to confirm deletion

Delete instrument permanently

LIVE PRODUCT VIEW

- 01

PURPOSE

Prevent accidental destructive actions.
- 02

WHERE

Instrument 360 - Retire / delete instrument.
- 03

ACTION

Read the warning, export first if needed, type the Instrument ID to confirm, and proceed only according to governance.
- 04

LOOK FOR

A destructive-action warning and explicit confirmation field.

05 DECISION VALUE

Deletion may cascade to linked history; retention follows approved governance.

Events and Investigation Intelligence

التحقيق يبدأ بما حدث فعلاً

The investigation model deliberately separates evidence states before asking for conclusions.

OBSERVED / REPORTED

What is actually known or directly reported.

INFERRED

A supported interpretation - not yet confirmed fact.

UNKNOWN

Information still required before a controlled conclusion.

EXPECTED > OBSERVED > CHANGED > UNCHANGED > OBJECTIVE EVIDENCE > NEXT
EVIDENCE ACTION

تكرار نفس النمط قد يقوّي الفرضية، لكنه لا يثبت السبب الجذري بمفرده. المطلوب دليل يميّز بين الفرضيات، ثم تأكيد النتيجة قبل أي قرار رسمي.

Daily Working Flow

مسار العمل اليومي

STEP 01

Start from Dashboard and review role-relevant attention.

STEP 02

Open Instruments and select the asset.

STEP 03

Read Health Score and Why score before drilling down.

STEP 04

Review Identity > Lifecycle > Control > Performance > Events > Evidence.

STEP 05

Update only what is supported by evidence.

STEP 06

Create / review events and investigate with evidence-state separation.

STEP 07

Use Reports / Cockpit / Alerts for management follow-up.

STEP 08

ACCOUNT > Logout to end the session.

المسار العملي ثابت: سجّل فقط ما لديك عليه دليل، راجع ما تغيّر وما لم يتغيّر، ثم انتقل من الإشارة إلى الخطوة التالية دون ملء الفراغات بالتخمين.

Product Boundary and Decision Value

القيمة وحدود الادعاء

THE PRODUCT SUPPORTS

Priority visibility - connected instrument context - explainable attention - evidence gaps - operational and capacity intelligence.

THE PRODUCT DOES NOT REPLACE

Validated GxP system of record - approved deviations / CAPA / quality records - GMP disposition authority - human review and governance.

ENTER LESS. DECIDE BETTER. KEEP THE INSTRUMENT STORY CONNECTED.

الفكرة ليست أن تمتلك لوحة معلومات أكثر. الفكرة أن تعرف ما الذي يحتاج انتباهك الآن، ما الدليل الذي ينقصك، وما القرار التالي الذي تستطيع الدفاع عنه.

DON'T GUESS. FOLLOW THE EVIDENCE.